

КУРС ДЛЯ ВСІХ ВІЙСЬКОВИХ - TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

ALL SERVICE MEMBERS TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE



ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАННЯ НАВИЧОК

ІНСТРУКЦІЯ З НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТУ «САТ»

ЗАВДАНЯ: Накладання турнікету пораненому.

УМОВИ: Поранений з масивною кровотечою з кінцівки та турнікет.

СТАНДАРТ: Продемонстровано правильне накладення джгута та зупинка кровотечі

відповідно до рекомендацій СоТССС.

ОБЛАДНАНЯ: Індивідуальна аптечка з турнікетом, муляж кінцівки/манекен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ: Покрокова інструкція.

- О1 Дістаньте турнікет «САТ» з індивідуальної аптечки або підсумку.
- ПРОТЯГНІТЬ уражену кінцівку крізь петлю, утворену ременем турнікета. Можна накласти турнікет собі за допомогою однієї руки (самодопомога) або обома руками під час накладання іншому постраждалому (взаємодопомога).
 - ПРИМІТКА: При накладанні двома руками, огорніть ремінь турнікета навколо кінцівки, протягніть вільний його кінець крізь пряжку, після чого закріпіть. При накладанні турнікету на ногу можна огорнути ремінь навколо кінцівки, а потім протягнути його через пряжку, утворивши петлю, замість того, аби просувати петлю від стопи доверху.
- **103** РОЗТАШУЙТЕ турнікет над раною, не менше, ніж на 5-8 см вище від ушкодження. Якщо місце кровотечі неможливо ідентифікувати через велику кількість крові, накладіть турнікет високо на кінцівці поверх одягу. ПРИМІТКА: Для правильного накладання турнікета вороток / скоба для фіксації мають розташовуватися на зовнішній поверхні кінцівки (а не з боку пахви чи паху). Не накладайте джгут на суглоб (колінний, ліктьовий, зап'ястковий).
- О4 Якомога щільніше ЗАТЯГНІТЬ вільний кінець ременя навколо кінцівки (важливий крок), після чого надійно закріпіть його. ПРИМІТКА: перед закручуванням воротка необхідно впевнитись у відсутності провисань ременя турнікета. Ремінь має бути затягнутий настільки щільно, щоб не було можливості просунути під нього 3 пальці. Не прикріплюйте ремінь до фіксуючої скоби.
- **ОБ ЗАКРУЧУЙТЕ** вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться. Перевірте пульс на дистальній частині тієї кінцівки, на яку накладено джгут. Якщо артеріальний кровотік зупинено, пульс не повинен відчуватися.
 - ПРИМІТКА: Ви маєте зупинити кровотечу впродовж 1 хв. від початку накладання турнікету. ЗАКРІПІТЬ вороток під скобою для фіксації, щоб не дати ременю розкрутитися.
- Проведіть ПЕРЕОЦІНКУ накладання джгута для впевненості у зупинці кровотечі, повторно визначіть дистальний пульс (має бути відсутній).
 - ПРИМІТКА: Якщо кровотеча не зупинилася або пульс все ще присутній, вивільніть вороток з-під скоби та закручуйте його, доки кровотеча та/або пульс не зникне, після чого знову зафіксуйте частини турнікета.
- РОЗМІСТІТЬ ремінь між скобами та навколо воротка.
- **ОВ** ЗАКРІПІТЬ вороток та ремінь турнікету під фіксувальною стрічкою.
 - ПРИМІТКА: Протягніть ремінь в зворотному напрямку через фіксуючі скоби, а потім навколо воротка. Розташуйте фіксувальну стрічку поверх скоб та закріпіть її за допомогою липучки. Дуже важливо закріпити вороток фіксувальною стрічкою перед переміщенням пораненого.
 - ПРИМІТКА: Процес накладання турнікета має бути завершений впродовж 3 хв.
- **ОР ЗАПИШІТЬ** час накладання турнікета на фіксувальній стрічці (також у Картці пораненого ТССС, або на його чолі).
- ПЕРЕДАЙТЕ інформацію про медичні знахідки та надану допомогу медичним працівникам. ПРИМІТКА: Важливо кожні 2-5 хвилин перевіряти ефективність накладення джгута і затягувати його за потреби. Після накладання не послаблюйте та не знімайте джгут.

LAST UPDATED: 2023-11-12T09:13:38Z

#TCCC-ASM-09-01: 1 AUG 19