

Одноручне накладення джгута - Храповий пристрій (Ratchet)

Догляд під вогнем

Лікуйте лише негайно небезпечні для життя рани. Решта допомоги призначена для етапу тактичної польової медицини.



01 ЗНЯТИ джгут із набору або сумки для транспортування.



02 ПРОВЕДІТЬ поранену кінцівку через петлю джгута.



03 РОЗТАШУЙТЕ джгут над місцем кровотечі, високо на кінцівці, поверх одягу.



04 УТРИМАЙТЕ петлю джгута зубцями або притуліть до твердої поверхні, щоб запобігти ковзанню під час затягування.



05 НАТЯГНІТЬ джгут, усуваючи слабину. Зробіть якомога щільніше.



06 ПІДНІМТЕ важіль пряжки з храповим механізмом і затягніть його храповим рухом, доки кровотеча не припиниться.

ЗАВЕРШІТЬ КРОКИ 1–6 МЕНШЕ ЗА 1 ХВИЛИНУ.



07 ЗАБЛОКУЙТЕ храповий важіль, він клацне на місці.



08 Якщо іншої великої кровотечі немає, ПЕРЕМІСТІТЬСЯ В УКРИТТЯ.

ПРИМІТКА. Якщо кровотечу НЕ вдалося зупинити, продовжуйте затискати пристрій, доки кровотеча не припиниться.

ПРИМІТКА. НЕ документуйте час накладення джгута до етапу польової медицини.