



АЅМ НАКЛАДАННЯ ТИСНУЧОГО **БАНДАЖА**






ВИЙМІТЬ бандаж з упакування.




РОЗМІСТІТЬ подушку бандажа безпосередньо над раною, застосовуючи тиск.




ОГОРНІТЬ еластичний бандаж навколо кінцівки, утримуючи тиск.




ПРОТЯГНІТЬ бинт крізь пластиковий елемент тиску.




Почніть огортати бандаж навколо кінцівки у ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ поверх пластикового елемента тиску.




Міцно ОГОРНІТЬ бандаж навколо пластикового елемента тиску допоки повністю не закриєте краї подушки.



ЗАКРІПІТЬ гачок фіксуючого елементу за один з обертів бандажа.



ОЦІНІТЬ кровообіг під пов'язкою, перевіривши пульс нижче поранення; за потреби – послабте



ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ надану допомогу у Картці пораненого TCC.



ПОВІДОМТЕ медичний персонал про надану допомогу.